

Tableau de dosage de Diacellite Nutri - Débit de remplissage des cellules

VOLUME SILO	T° / H	50g/T	70g/T	80g/T	100g/T	120g/T	150g/T	170g/T	190g/T	220g/T
	20	1 kg	1,4 kg	1,6 kg	2 kg	2,4 kg	3 kg	3,4 kg		
	30	1,5 kg	2,1 kg	2,4 kg	3 kg	3,6 kg	4,5 kg	5,1 kg		
	40	2 kg	2,8 kg	3,2 kg	4 kg	4,8 kg	6 kg	6,8 kg		
	50	2,5 kg	3,5 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7,5 kg	8,5 kg		
	60	3 kg	4,2 kg	4,8 kg	6 kg	7,2 kg	9 kg	10,2 kg		
	70	3,5 kg	4,9 kg	5,6 kg	7 kg	8,4 kg	10,5 kg	11,9 kg		
	80	4 kg	5,6 kg	6,4 kg	8 kg	9,6 kg	12 kg	13,6 kg		
	90	4,5 kg	6,3 kg	7,2 kg	9 kg	10,8 kg	13,5 kg			
	100	5 kg	7 kg	8 kg	10 kg	12 kg	15 kg			
	120	6 kg	8,4 kg	9,6 kg	12 kg	14,4 kg	18 kg			
	140	7 kg	9,8 kg	11,2 kg	14 kg	16,8 kg	21 kg			
	160	8 kg	11,2 kg	12,8 kg	16 kg	19,2 kg	24 kg			
	180	9 kg	12,6 kg	14,4 kg	18 kg	21,6 kg	27 kg			
	200	10 kg	14 kg	16 kg	20 kg	24 kg	30 kg			
	250	12,5 kg	17,5 kg	20 kg	25 kg	30 kg	37,5 kg			
	300	15 kg	21 kg	24 kg	30 kg	36 kg	45 kg			
	400	20 kg	28 kg	32 kg	40 kg	48 kg	60 kg			
	500	25 kg	35 kg	40 kg	50 kg	60 kg	75 kg			